

# Leica operationsmikroskoper

**Leica**  
MICROSYSTEMS

*– See the difference*

- Leica M400
- Leica M320
- Leica M525

## Operationsmikroskop M400G



– See the difference



### Operationsmikroskop M400G

Nem bevægelighed kombineret med en unik dybdeskarphed.

- Valg af arbejdsafstand 250, 275 eller 300 mm
- Valg af forskellige focuslinser samt ocularer
- Mulighed for xenon lys
- Mulighed for tilkobling af video/kamera
- Mulighed for montering af laser manipulator
- Kan bruges sammen med laser
- Leveres med halogen 12 V, 50 W
- Leveres også som loft- og vægmodel

## Undersøgelsesmikroskop M320 F12



– See the difference



## Undersøgelsesmikroskop M320 F12

Mikroskopet sætter helt nye standarder for ydeevnen med dets skarpe, lyse og naturlige billeder med en fantastisk dybdeskarphed. Når du som læge først oplever billedkvaliteten, vil du ikke kunne undvære det.

- Nem at rengøre med interne kabler og rene og elegante linjer
- Antimikrobiel-belagt overflade
- HD System
- Mulighed for at gemme oplysninger på et SD-hukommelseskort
- Objektiv linser
- LED lys med en levetid på 60.000 timer
- Håndtag og vibrationsfrit mikroskop arm kan tilpasses den enkeltes arbejde

## Operationsmikroskop M525 F40



### Operationsmikroskop M525 F40

M525 har et unikt optisk system der giver dig alle Leica's fordele.

- Kontrolpanel kan indstilles t/8 brugere
- Mulighed for medkig
- Tilkobling af video/kamera
- Mulighed for tilkobling af PACS/DICOM
- Back-up halogenlys
- Arbejdsafstand fra 207 – 470 mm

– See the difference

#### Kontakt

+ Du er altid velkommen til at kontakte os

Alsikevej 16  
8920 Randers NV

Tlf. 8710 1435  
Fax 8642 4936

info@maerskandersen.dk  
www.maerskandersen.dk